

新型コロナウイルス感染症の検査について

京都市医療衛生推進室医療衛生企画課

この度は、新型コロナウイルス感染症患者の発生により、ご心配をおかけしております。
検査対象のみなさまに、下記のとおり検査のご案内をいたします。

1 検査の方法

同封のプラスチック容器に検査対象者の唾液を採取していただきます。

詳細な検査手順等については、別紙をご覧ください。

2 唾液の回収について

マスク着用の上、下記のとおりご持参ください。

唾液検体回収時は、感染まん延防止のため、検査対象者ではないご家族様が検体をご持参
いただきますようご協力をお願いいたします。

※回収時間を過ぎると回収できなくなりますので、時間厳守をお願いいたします。

●日 時：令和4年 1月 20日（木）9：30～10：00

●場 所：京都市立 松尾中 学校

3 検査結果について

検査結果は、概ね検査日の翌日又は翌々日に判明いたします。

検査結果が陰性の場合は、ご所属先からご連絡させていただきます。

検査結果が陽性の場合は、京都市医療衛生企画課からご連絡させていただきます。

4 接触者として念のため検査を受けていただく方へのお願い

感染拡大防止のため、下記のとおりご協力をお願いいたします。

●検査結果が判明するまでの間は、自宅待機

※検査結果が陰性であれば、登校・出勤していただくことが可能です。

有症状の場合、症状が消失するまでの間は自宅にて休養してください。

※患者との最終接触から2週間の間は健康状態のチェックは継続してください。

唾液の取り方

プラスチック容器に検査対象者の唾液をいれます。

口の中に唾液を溜めて、容器に入れることを繰り返し、1～2ミリリットルの唾液を採取してください（目安は、容器の一番下の横線のあたり）。

なお、本検査では、検体の状態によってはどうしても一部「検査不能」となることがありますので、御了承のほどよろしくお願いいたします。

【注意事項】

- 容器のお名前に間違いがないか御確認ください。
- 食事や歯磨きから30分以上あけてから検体を採取してください。
- なるべく提出の直前に採取してください。
- 唾液は流し込むように入れてください。（吹き込まない。）
- 唾液採取後は、**キャップをしっかりと閉めて**ください。
- 同封されているビニール袋に入れてください。
- 採取後は冷蔵保存してください。

